

Placa de comando de descarga Geberit Sigma21, para descarga dupla, cor de metal cromado preto




Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Características

- Descarga frontal

- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofônicos, ajuste rápido sem ferramenta

Dados técnicos

Força de comando | < 20 N

Fornecimento

- 2 parafusos de comando
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

Ref ^a	Cor / superfície	Material	B	H	T
115.651.SI.1	Placa de fixação e anéis de design: cromado preto Placa de cobertura e teclas: branco	Liga de zinco/vidro	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.651.SJ.1	Placa de fixação e anéis de design: cromado preto Placa de cobertura e teclas: preto	Liga de zinco/vidro	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.651.JM.1	Placa de fixação e anéis de design: cromado preto Placa de cobertura e teclas: ardósia Mustang	Liga de zinco/ardósia (produto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.651.JV.1	Placa de fixação e anéis de design: cromado preto Placa de cobertura e teclas: aspeto betão	Liga de zinco/cerâmica	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.651.JX.1	Placa de fixação e anéis de design: cromado preto Placa de cobertura e teclas: nogueira americana	Liga de zinco/madeira (produto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.651.00.1	Placa de fixação e anéis de design: cromado preto Placa de cobertura e teclas: personalizável	Liga de zinco	24.6 cm	16.4 cm	1 cm

Acessórios

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa



- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas